

HONDA 歩行アシストとは？

歩行をサポートする歩行訓練機器です。腰部と大腿部に装着し、患者様の下肢の振り出す力・蹴り出す力を補助します。

対象

脳卒中や整形疾患などの後遺症により、下肢の筋力が低下しているが自立歩行もしくは見守りで歩行が可能な方。

目的

- ・脚の振り出しのスピード向上
- ・左右対称の歩行、リズムの改善
- ・歩幅の拡大
- ・歩行時の疲労軽減

西宮渡辺病院


〔相談窓口〕 医事課/リハビリテーション科
TEL:0798(74)2630 FAX:0798(74)0199

JR 西宮駅より徒歩15分、タクシー約3分
阪神西宮駅/阪急西宮北口駅タクシー約5分
阪神バス/阪急バス「中村」より徒歩2分

西宮渡辺心臓・血管センター

〔相談窓口〕 医事課/リハビリテーション科
TEL:0798(36)1880 FAX:0798(36)1199

JR 西宮駅より徒歩5分
阪神西宮駅より徒歩7分



社会医療法人渡邊高記念会

HONDA 歩行アシスト





左右股関節の動きを角度センサーが検知し、制御コンピューターがモーターを駆動します。

脚が前に出にくい、蹴り出しにくい患者様の脚の動きをサポートします。



データ解析機能

特長

- ・歩行時の左右対象性・可動範囲・歩行速度などを計測し、その場で確認できます。
- ・計測履歴の参照や比較ができます。
- ・3つの訓練モード(追従・対称・ステップ)が設定可能です。

